

ГОТОВЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ В ЧАШКАХ ПЕТРИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФАБРИКА ГОТОВЫХ СРЕД» (ООО «ЦФГС»)


Это первое в России высокотехнологичное предприятие по промышленному производству готовых микробиологических сред, соответствующее российским и международным стандартам ГОСТ Р ISO 14644-1-2002; ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ ISO 13485:2003; NCCLS M22-A3.

ООО «ЦФГС» - это:

- Современные зарубежные технологии по изготовлению и розливу готовых питательных сред;
- Высококачественное сырье от лучших мировых производителей;
- Асептически отобранная овечья и лошадиная кровь, контролируемая по уровню обогащения кислородом и проценту гематокрита;
- Полная автоматизация производства;
- Многостадийный контроль качества на всех этапах производства, в т.ч. со стороны зарубежных экспертов;
- Производство в «чистых комнатах» с контролируемым классом чистоты 10000, розлив питательных сред в зоне с максимальным классом чистоты 100.



БП-001



SS-АГАР (САЛЬМОНЕЛЛЕЗНО-ШИГЕЛЛЕЗНЫЙ АГАР)

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Селективная и дифференциальная среда, широко применяемая в санитарной бактериологии для выделения *Salmonella* spp. и *Shigella* spp. из фекалий, мочи, а также свежих и консервированных пищевых продуктов.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

60 дней

БП-002



АГАР СОЛЕВОЙ С МАННИТОМ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для селективного выделения клинически значимых стафилококков и их дифференциации по ферментации маннита.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-003



АГАР ШОКОЛАДНЫЙ С РОСТОВЫМИ ДОБАВКАМИ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, в частности, бактерий родов *Neisseria*, *Haemophilus*, *Streptococcus*, из исследуемого материала.

Область применения: клиническая микробиология. Кроме того, данную среду можно использовать для пересева (поддержания) культур и выделения чистой культуры микроорганизмов.

Срок годности:

60 дней

БП-004



АГАР МАК-КОНКИ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для селективного выделения и идентификации энтеробактерий из фекалий, мочи, сточных вод и пищевых продуктов. Также он является селективной и дифференциальной средой для выделения кишечных грамотрицательных бактерий.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:


90 дней

БП-005**АГАР МАК-КОНКИ С СОРБИТОМ**

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Умеренно селективная дифференциально-диагностическая среда для выделения, дифференциации (по ферментации сорбита), идентификации энтеробактерий.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности: 90 дней

БП-006**АГАР ТРИПТИКАЗО-СОЕВЫЙ С ДК**

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения большинства клинически значимых микроорганизмов из исследуемого материала, их культивирования и выявления гемолитической активности. Обавление дефибринированной крови обеспечивает дополнительные ростовые факторы для культивирования прихотливых микроорганизмов и позволяет определить тип гемолиза – один из основных ориентировочных тестов при идентификации бактерий.

Область применения: клиническая микробиология. Кроме того, данную среду можно использовать для пересева (поддержания) культур и выделения чистой культуры микроорганизмов.


Срок годности: 40 дней

БП-007**АГАР САБУРО С ДЕКСТРОЗОЙ И ХЛОРАМФЕНИКОЛОМ**

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Селективная для выделения из исследуемого материала и культивирования патогенных и непатогенных дрожжевых и плесневых грибов, кислотолюбивых микроорганизмов, а также для изучения антимикотиков. Высокая концентрация декстрозы и низкий уровень pH делают эту среду селективной для грибов. Хлорамфеникол ингибирует рост большинства грамотрицательных и грамположительных бактерий.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности: 70 дней

БП-009**АГАР БАЙРД-ПАРКЕРА**

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для селективного выделения и количественного учета коагулазоположительных стафилококков, дифференциации стафилококков по наличию лецитиназы.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология. Среда рекомендована в качестве арбитражной при исследовании продуктов питания, сырья, объектов окружающей среды.

Срок годности: 60 дней



LabStory

БП-010



АГАР САБУРО С ДЕКСТРОЗОЙ, ТВИНОМ-80 И ЛЕЦИТИНОМ


Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Умеренно селективная среда для выделения из исследуемого материала и культивирования патогенных и непатогенных дрожжевых и плесневых грибов. Твин 80 и лецитин являются нейтрализаторами дезинфицирующих веществ, применяющихся при производстве в пищевой и косметической промышленности.

Область применения: санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-011



АГАР САБУРО С ДЕКСТРОЗОЙ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Умеренно селективная для выделения из исследуемого материала и культивирования патогенных и непатогенных дрожжевых и плесневых грибов, кислотолюбивых микроорганизмов, а также для изучения антимикотиков.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-012



АГАР ТРИПТИКАЗО-СОЕВЫЙ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Является универсальной средой для изоляции, культивирования и количественного определения широкого круга микроорганизмов.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-014



АГАР ТРИПТИКАЗО-СОЕВЫЙ С ТВИНОМ 80 И ЛЕЦИТИНОМ

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Является универсальной средой для изоляции, культивирования и количественного определения широкого круга микроорганизмов. Твин 80 и лецитин являются нейтрализаторами дезинфицирующих веществ, применяющихся при производстве в пищевой и косметической промышленности.


Область применения: санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

АГАР КОЛУМБИЙСКИЙ CNA С ДК

БП-016




Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения большинства клинически значимых микроорганизмов (в том числе прихотливых) из исследуемого материала, их культивирования и выявления гемолитической активности. Наличие в среде колистина и налидиксовой кислоты (CNA) способствует подавлению роста грамотрицательных бактерий рода *Enterobacteriaceae* и *Pseudomonas*, поэтому Колумбийский CNA agar с ДК используется для выделения и дифференцирования грамположительных микроорганизмов.

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

50 дней

БП-018



АГАР С ЭОЗИНОМ И МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ (АГАР ЛЕВИНА)

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Является селективной дифференциально-диагностической средой для выделения энтеробактерий, их культивирования и дифференциации по ферментации лактозы.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-019



АГАР ЭНДО

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Селективная и дифференциальная среда для выделения энтеробактерий из исследуемого материала.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

60 дней

БП-020



АГАР CLED

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Неселективная дифференциальная среда для роста и подсчета микроорганизмов мочевых путей.

Область применения: клиническая микробиология.


Срок годности:

90 дней



LabStory

БП-021



АГАР ХЛД (КСИЛОЗО-ЛИЗИН-ДЕЗОКСИХОЛЯТНЫЙ АГАР)

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Селективная и дифференциальная среда для выделения *Salmonella* spp из исследуемого материала. Рекомендуется для первичного выделения *Shigella* spp.

Область применения: клиническая, санитарная микробиология.

Срок годности:

60 дней

БП-022



АГАР МЮЛЛЕРА-ХИНТОНА

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для определения чувствительности штаммов микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом.

Область применения: клиническая микробиология, контроль качества медицинских изделий, фармацевтических продуктов, научные исследования.

Срок годности:

60 дней

БП-023



КОЛУМБИЙСКИЙ АГАР С ДК

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения большинства клинически значимых микроорганизмов (в том числе прихотливых) из исследуемого материала, их культивирования и выявления гемолитической активности.

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

40 дней

БП-030



АГАР ГЕМОФИЛЕЗНЫЙ ТЕСТОВЫЙ (НТМ)


Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для определения антибиотикочувствительности бактерий рода *Haemophilus* диско-диффузионным методом.

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

70 дней

БП-031



АГАР ЭНТЕРОКОККОВЫЙ (АЗИДНЫЙ)


Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения и количественного учета энтерококков, как санитарно-показательных микроорганизмов, в воде методом мембранной фильтрации.

Область применения: санитарная микробиология.

Срок годности:

90 дней

БП-034



АГАР МЮЛЛЕРА-ХИНТОН С ЛОШАДИНОЙ КРОВЬЮ


Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для определения чувствительности штаммов микроорганизмов, требовательных к питательной среде, к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом.

Область применения: клиническая микробиология, контроль качества медицинских изделий, фармацевтических продуктов, научные исследования.

Срок годности:

60 дней

БП-041



АГАР ХРОМОГЕННЫЙ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ CANDIDA


Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения и дифференциации *Candida* spp. в клиническом материале человека при проведении *in vitro* диагностики бактериологическим методом с целью последующего использования в лабораторных исследованиях по диагностике заболеваний, вызванных *Candida* spp.

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

60 дней

БП-042/20



ХРОМОГЕННЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ АГАР ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ STREP B

Агар хромогенный для выделения и дифференциации *Streptococcus* группы B, готовый к использованию по ТУ 20.59.52-054-16665457-2023 предназначен для выделения и идентификации *S. agalactiae* в клиническом материале человека при проведении *in vitro* диагностики бактериологическим методом с целью последующего использования в скрининговых исследованиях по диагностике заболеваний, вызванных *S. agalactiae*.


Функциональное назначение: вспомогательное средство в диагностике заболеваний, вызываемых *Streptococcus* группы B.



LabStory

АГАР ХРОМОГЕННЫЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ УРОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

БП-043



Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для выделения и идентификации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевыводящих путей в клиническом материале человека при проведении *in vitro* диагностики бактериологическим методом с целью последующего использования в лабораторных исследованиях по диагностике заболеваний, вызванных уропатогенными микроорганизмами.).

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

60 дней

БП-045



АГАР СЕЛЕКТИВНЫЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРИБОВ ВИДА *MALASSEZIA FURFUR*

Плотная агаризованная питательная среда в чашке Петри 90 мм. Для селективного выделения дрожжевых грибов вида *Malassezia furfur* в клиническом материале.

Область применения: клиническая микробиология.

Срок годности:

60 дней

В РАЗРАБОТКЕ:

- ✓ Агар шоколадный с бацитрацином;
- ✓ Агар Шедлера;
- ✓ Агар Шедлера с бараньей кровью;
- ✓ Агар Колумбийский с бараньей кровью и теллуридом калия;
- ✓ Агар хромогенный для выделения и дифференциации *Salmonella* spp
- ✓ Агар хромогенный для выделения метициллин-устойчивых *Staphylococcus aureus*;
- ✓ Агар Мюллера-Хинтон с бараньей кровью;
- ✓ Агар цетримидный;
- ✓ Агар с лошадиной кровью 5%;
- ✓ Агар с лошадиной кровью 7%;
- ✓ Агар с бараньей кровью 5%;
- ✓ Агар с бараньей кровью 7%;
- ✓ Агар RPMI.

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

Кровь животных для питательных сред



Дефибринированная кровь барана и дефибринированная кровь лошади – добавка для обогащения питательных сред, являющаяся важным компонентом, повышающим ростовые качества среды. Кровь собрана в асептических условиях и освобождена от фибрина, благодаря чему она не свёртывается, а эритроциты остаются в сыворотке во взвешенном состоянии.

Питательные среды с добавлением дефибринированной крови предназначены для определения гемолитической активности микроорганизмов.

- Непрерывный ветеринарный надзор за животными-донорами, специальные условия содержания и кормления.
- Высококачественная свежесобранная кровь. Строгий внутренний контроль качества и стерильности!
- Не содержит микробиологических ингибиторов.
- Стандартизована по гематокриту.
- Прослеживаемость всех серий продукции.
- Срок годности 56 дней.

Артикул	Наименование
650100	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 100 мл
650250	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 250 мл
650050	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 50 мл
650025	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 25 мл
650500	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 500 мл
651000	Кровь лошадиная дефибринированная, во флаконе 1 л
620100	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 100 мл
620025	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 25 мл
620050	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 50 мл
620250	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 250 мл
620500	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 500 мл
621000	Кровь баранья дефибринированная, во флаконе 1 л
660100Л-Л	Кровь лошадиная лизированная, во флаконе 100 мл

