

**Папаниколау* ОБГОНЯЕТ Романовского**!****Готовы сократить
время окрашивания
по Папаниколау
до 5 минут?****Новый набор реагентов
для быстрого окрашивания
по методу Папаниколау****ПАП-ФАСТ «АБРИС+»**


ЕРУЛ - Г004-00110-00/05430560 от 29.06.2026

Анализируемые образцы:


гинекологические и негинекологические мазки различной локализации (мокрота, соскобы, смывы, пунктаты, моча, ТАБ), приготовленные традиционным методом и/или методом жидкостной цитологии.

Результаты окрашивания:

- окраска ядер – синий, темно-фиолетовый, черный цвет;
- окраска цитоплазмы – от светло-синего до сине-зеленого цвета (базофильная), розовый (эозинофильная);
- кератинизированные элементы – от розового до темно-розового цвета;
- микроорганизмы – сине-фиолетовый, серо-синий, серо-зеленый цвет;
- эритроциты – красный цвет



1. Препарат асцитической жидкости.
Жидкостная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.




2. Препарат шейки матки.
Традиционная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.


* Набор реагентов для быстрой окраски по методу Папаниколау – «ПАП-ФАСТ» производства «НПФ «АБРИС+»

** Набор реагентов для окрашивания по методу Романовского – «Краситель азур-эозин по Романовскому (Профессионал)» производства «НПФ АБРИС+»







3. Препарат шейки матки.
Жидкостная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.




4. Препарат шейки матки.
Жидкостная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.




5. Препарат шейки матки.
Традиционная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.



6. Препарат асцитической жидкости.
Жидкостная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.



7. Препарат мокроты.
Традиционная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.



8. Препарат шейки матки.
Жидкостная цитология. Окраска ПАП-ФАСТ.

