



НАБОР ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ НА ЭНТЕРОБИОЗ ПО МЕТОДУ РАБИНОВИЧА



Комплект представляет собой альтернативу классической методике отбора материала на энтеробиоз по методу Рабиновича с использованием стеклянных палочек – улучшенную модифицированную

полноценную систему для отбора проб на исследование яиц гельминтов микроскопическим методом. Состоит из прозрачного полистиролового шпателя с нанесенным клеем на водной основе, который помещен в контейнер с крышкой для транспортировки. Контейнер имеет этикетку для идентификации образца в лаборатории. Система не требует предварительной подготовки шпателей (очистки, обезжиривания, промывки) и обеспечивает удобную микроскопию образца благодаря плоской форме шпателя и ровной поверхности. Дополнительно могут быть заказаны многоразовые держатели для размещения шпателя с клеем на предметном столике микроскопа.

Артикул	Наименование
580013	Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОТБОР МАТЕРИАЛА

